

PRECISION GRIP FORCEPS

Secure and Steady Every Time



Pinzetten mit TC[®] Hartmetallschneiden Forceps with
TC[®] tungsten-carbide inserts

Pinces avec insert TC[®] de carbure de tungstène
Pinzas con filo en TC[®] carburo de tungsteno Pinze con
inserti al TC[®] carburo di tungsteno



Sämtliche Pinzetten mit TC[®] Hartmetalleinlagen haben ein geschliffenes Profil.
Dadurch ist ein schonendes und sicheres Fassen von Gefäßwänden und Nahtmaterial gewährleistet.
Alle Hartmetallpinzetten sind zur Kennzeichnung der Größe vergoldet.

All forceps with TC[®] tungsten carbide inserts are provided with a ground profile ensuring vessels,
tissues and suturing materials being seized firmly and gently.
To identify forceps bearing tungsten carbide inserts, their spring end is gold-plated.


* Toutes les pincettes munies de plaquettes en carbure de tungstène ont le rectifié garantissant
le saisissement sûr et soigneux de vaisseaux et matériel à suturer.
Les pincettes munies de plaquettes en carbure de tungstène se reconnaissent par la dorure du bout
postérieur.

* Todas las pinzas dotadas de plaquitas TC[®] de carburo de tungsteno tienen el perfil afilado asegurando
la toma firme y cuidadosa de vasos, tejidos y materiales para suturar.
Pinzas con plaquitas de carburo de tungsteno se reconocen por la doradura de su parte trasera.

* Tutti le pinze con inserti in carburo di tungsteno (tungsten-carbide) assicurano
una presa dell'ago sicura e forte, che previene la torsione dall'ago stesso.
inserto in carburo di tungsteno sono riconoscibili per la doratura del manico o degli anelli.

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



STANDARD

		TC	Titan		TC	Titan	
105 mm – 4 ¼ "	03-101-105			03-102-105			03-103-105
115 mm – 4 ½ "	03-101-115	03-104-115		03-102-115			03-103-115
130 mm – 5 "	03-101-130	03-104-130		03-102-130	03-105-130		03-103-130
145 mm – 5 ¾ "	03-101-145	03-104-145	11-020-145	03-102-145	03-105-145		03-103-145
150 mm – 6 "	03-101-150	03-104-150		03-102-150	03-105-150		03-103-150
160 mm – 6 ½ "	03-101-160	03-104-160		03-102-160	03-105-160		03-103-160
180 mm – 7 "	03-101-180	03-104-180	11-020-180	03-102-180	03-105-180	03-106-180	03-103-180
200 mm – 8 "	03-101-200	03-104-200		03-102-200	03-105-200		03-103-200
230 mm – 9 "	03-101-230	03-104-230		03-102-230	03-105-230		
250 mm – 10 "	03-101-250	03-104-250	11-020-240	03-102-250	03-105-250		03-103-250
300 mm – 12 "	03-101-300	03-104-300		03-102-300			03-103-300
350 mm – 14 "	03-101-350						
400 mm – 15 ¾ "	03-101-400						

schmal
narrow
étroite
estrecha
strette

schmal
narrow
étroite
estrecha
strette

schmal
narrow
étroite
estrecha
strette

gebogen
curved
courbé
curvo
curvo

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



130 mm – 5 "	03-107-130
145 mm – 5 ¾ "	03-107-140
160 mm – 6 ¼ "	03-107-160
180 mm – 7 "	03-107-180

kreuzgerieft
cross serated
striée
estriada
zigrinato a croce



Mod. UsA

120 mm – 4 ¾ "	03-110-120	03-116-120
130 mm – 5 "	03-110-130	03-116-130
145 mm – 5 ¾ "	03-110-145	03-116-145
155 mm – 6 "	03-110-155	03-116-155
180 mm – 7 "	03-103-131	03-116-180
210 mm – 8 ¼ "	03-110-200	03-116-200
250 mm – 9 ¾ "	03-103-164	03-116-250
310 mm – 12 ¼ "	03-110-300	03-116-300

schmal
narrow
étroite
estrecha
stretta

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



STILLE

115 mm – 4 ½ "	03-128-115
130 mm – 5 "	03-128-130
150 mm – 6 "	03-128-150
170 mm – 6 ⅔ "	03-128-170
200 mm – 8 "	03-128-200
250 mm – 9 ¾ "	03-128-250

SEMKEN

		TC	Titan
125 mm – 5 "	03-130-125	03-131-125	03-132-125
155 mm – 6 "	03-130-155	03-131-150	


Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



GERALD

		TC	Titan		
145 mm – 3 ¾ "					03-145-145
180 mm – 7 "	03-143-175	03-146-175	03-147-175	03-143-175	03-145-180
190 mm – 7 ½ "					03-145-190
230 mm – 9 "	03-143-230	03-146-230		03-143-230	
250 mm – 10 "	03-143-250			03-143-250	

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



ADSON

		Light Weight	TC	Titan
120 mm – 4 ¾ "	03-150-120	03-150-120 LW	03-151-120	03-152-120
150 mm – 6 "	03-150-150		03-151-150	



HUDSON (EWALD)

120 mm – 4 ¾ "
03-149-120



MICRO-ADSON

		Light Weight	TC
120 mm – 4 ¾ "	03-153-120	03-153-120 LW	03-151-121
150 mm – 6 "	03-153-150		03-151-151



ADSON 1:2

120 mm – 4 ¾ "
03-150-121

kreuzgerieft
cross serrated
striée
estriada
zigrinato a croce

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



CUSHING

		TC		TC
175 mm – 7 "	03-143-131	03-154-180	08-113-180	03-156-180

DUEHRSEN

200 mm – 8 "	03-157-200
--------------	------------



BROPHY

200 mm – 8 "	03-158-200	03-159-200
--------------	------------	------------




MCINDOE

		TC	Titan
150 mm – 6 "	03-160-150	03-161-150	03-162-150


Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



WANGENSTEEN

		TC
150 mm – 6 "	03-163-150	03-164-150
230 mm – 9 "	03-163-230	03-164-230
250 mm – 9 ¾ "		03-164-250
300 mm – 12 "	03-163-300	



WAUGH

150 mm – 6 "	03-165-150
180 mm – 7 "	03-165-180
200 mm – 8 "	03-165-200
250 mm – 9 ¾ "	03-165-250

POTTS-SMITH

		TC	Titan	
150 mm – 6 "		03-168-150		
180 mm – 7 "	03-167-180	03-168-180	03-169-180	03-170-180
210 mm – 8 ¾ "	03-167-210	03-168-210	03-169-210	03-170-210
230 mm – 9 "	03-167-230	03-168-230		03-170-230
250 mm – 9 ¾ "	03-167-250	03-168-250	03-169-250	03-170-250
300 mm – 12 "	03-167-300	03-168-300		03-170-300


chirurgische Pinzetten

Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes

Pinzas de disección con dientes

Pinze chirurgiche




STANDARD

105 mm – 4 ¼ "	03-171-105	03-172-105			03-179-105
115 mm – 4 ½ "	03-171-115	03-172-115			03-179-120
130 mm – 5 "	03-171-130	03-172-130	03-173-130	03-174-130	03-179-130
145 mm – 5 ¾ "	03-171-145	03-172-145	03-173-145	03-174-145	03-179-145
150 mm – 6 "	03-171-150	03-172-150			03-179-150
160 mm – 6 ¼ "	03-171-160	03-172-150	03-173-160	03-174-160	03-179-160
180 mm – 7 "	03-171-180	03-172-180		03-174-180	03-179-180
200 mm – 8 "	03-171-200	03-172-200	03-173-200		03-179-200
250 mm – 9 ¾ "	03-171-250	03-172-250	03-173-250	03-174-250	03-179-250
300 mm – 12 "	03-171-300	03-172-300	03-173-300		03-179-300
350 mm – 14 "	03-171-350				
400 mm – 15 ¾ "	03-171-400				

schmal
narrow
étroite
estrecha
stretta

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
115 mm – 4 ½ "	130 mm – 5 "	140 mm – 5 ½ "	160 mm – 6 "	180 mm – 7 "	200 mm – 8 "	250 mm – 9 ¾ "	300 mm – 12 "
03-180-115	03-180-130	03-180-145	03-180-160	03-180-180	03-180-200	03-180-250	03-180-300

Chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche




MOD. USA

120 mm – 4 3/4"	03-182-120
130 mm – 5"	03-182-130
145 mm – 5 3/4"	03-182-145
155 mm – 6"	03-182-155
185 mm – 7"	03-182-180
210 mm – 8"	03-182-200
250 mm – 9 3/4"	03-182-250
310 mm – 12 1/4"	03-182-300

STILLE

130 mm – 5"	03-181-130	
150 mm – 6"	03-181-150	03-181a-150
170 mm – 6 3/4"	03-181-170	03-181a-170
200 mm – 8"	03-181-200	



STONE 1:2

150 mm – 6"
03-183-150

LERCHE 1:2

150 mm – 6"
03-184-150

ADLERKREUTZ

130 mm – 5"		03-186-130
145 mm – 5 3/4"	03-185-145	03-186-145
150 mm – 6"	03-185-150	03-186-150
180 mm – 7"		03-186-180
200 mm – 8"	03-185-200	03-186-200
250 mm – 9 3/4"	03-185-250	03-186-250
300 mm – 12"	03-185-300	


chirurgische Pinzetten

Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes

Pinzas de disección con dientes

Pinze chirurgiche




BROPHY

200 mm – 8 "	03-187-200	08-327-200
--------------	------------	------------



POTTS-SMITH

180 mm – 7 "	03-188-180	03-190-180
210 mm – 8 ¼ "	03-188-210	03-190-210
250 mm – 9 ¾ "	03-188-250	03-190-250
300 mm – 12 "	03-188-300	03-190-300
350 mm – 14 "	03-188-350	




HUDSON
(EWALD)

120 mm – 4 "	03-191-120
--------------	------------


chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



ADSON

			Light Weight	TC	Titan
120 mm – 4 ¾ "	03-192-120	03-193-120	03-192-120 LW	03-194-120	03-195-120
150 mm – 6 "	03-192-150			03-194-150	



ADSON-MICRO

		Light Weight	TC
120 mm – 4 ¾ "	03-196-120	03-196-120 LW	03-197-120
150 mm – 6 "	03-196-150		03-197-150

ADSON-
GRAEFE 1:2

120 mm – 4 ¾ "
03-198-120

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps


Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



		Light Weight	TC	Titan	
120 mm – 4 ¾"	03-199-120	03-199-120 LW	03-200-120	03-202-120	03-199-121
150 mm – 6"	03-199-150		03-201-150		03-199-151


chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



GILLIES

		Light Weight	TC	Titan
150 mm – 6 "	03-203-150	03-203-150 LW	03-204-150	03-205-150



TREVES

125 mm – 5 "	03-206-130
--------------	------------




SEMKEN

125 mm – 5 "	03-207-125
150 mm – 6 "	03-207-155




DUVAL 1:2



145 mm – 5 3/4 "	145 mm – 5 3/4 "
03-208-001	03-208-002


chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



BONNEY

		TC	
175 mm – 7 "	03-209-180	03-209-180	03-210-180






FERRIS-
SMITH

		TC		TC
180 mm – 7 "	03-211-180	03-212-180	03-213-180	03-214-180

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche




LANE

145 mm – 5 ½ "	03-215-145	03-216-145
180 mm – 7 "	03-215-180	03-216-180
200 mm – 8 "	03-215-200	03-216-200


BROWN

150 mm – 6 "	03-217-150
200 mm – 8 "	03-217-200
250 mm – 9 ¾ "	03-217-250



DENIS
BROWNE

190 mm – 7 ½ "	03-219-190
----------------	------------



WAUGH

150 mm – 6 "	03-218-150
180 mm – 7 "	03-218-180
200 mm – 8 "	03-218-200
250 mm – 9 ¾ "	03-218-250
300 mm – 12 "	03-218-300

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



STILLE-BARRAYA

145 mm – 5 ½ "	03-220-145
160 mm – 6 ¼ "	03-220-160
180 mm – 7 "	03-220-180
200 mm – 8 "	03-220-200
250 mm – 9 ¾ "	03-220-250



TAYLOR

				TC	Titan
175 mm – 7 "	03-221-175	03-222-175	03-223-175		03-225-185
180 mm – 7 "				03-224-185	



GERALD

		TC	Titan		TC
170 mm – 6 ¾ "	03-226-175	03-227-175	03-228-175	03-229-175	
180 mm – 7 "					03-230-175 03-231-185
230 mm – 5 "	03-226-230				

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



CUSHING				
				
1 x 20	1 x 20	1 x 20	1 x 20	
1:2	1:2	1:2	1:2	
		TC		TC
170 mm – 6 3/4"	03-232-180	03-233-180	03-234-180	03-235-180


ohr- und nasenpinzetten
Ear and nose dressing forceps

Pinces auriculaires et nasaux
Pinzas auriculares y nasales
Pinze auricolari e nasali



TROELTSCH

150 mm – 6"	03-236-150	08-859-150
180 mm – 7"	03-236-170	08-859-170



TROELTSCH
(WILDE)

110 mm – 4 ¼"	03-237-110	03-239-110
120 mm – 4 ¾"	03-238-120	03-238-120/1 03-239-120

gekreuzt
cross action
croisé
cruzado
crociato



1:2

105 mm – 4 ¼"
03-240-110

Columella Pinzette
Columella forceps
Pince à columella
Pinza para columella
Pinze per columella




LUCAE

140 mm – 5 ½"	140 mm – 5 ½"
03-241-140	03-242-140




JANSEN / GRÜNW ALD

160 mm – 6 ¼"	03-243-160
195 mm – 7 ⅓"	03-244-190
210 mm – 8 ¼"	03-244-210



JANSEN / GRÜNW ALD

160 mm – 6 ¼"	03-245-160
195 mm – 7 ⅓"	03-246-190
210 mm – 8 ¼"	03-246-210



COTTLE

145 mm – 5 ¾"
03-247-145

irispinzetten
Iris forceps


Pinces à iridectomie
Pinzas para Iris
Pinze per iridectomia



GRAEFE

105 mm – 4 ¼"	0.5 mm	03-248-005	03-249-005	03-250-005	03-252-005	03-255-005	03-259-005
105 mm – 4 ¼"	0.7 mm	03-248-007	03-249-007	03-250-007	03-252-007	03-255-007	03-259-007
105 mm – 4 ¼"	1.5 mm	03-248-010	03-249-010	03-250-010	03-252-010	03-255-010	03-259-010

Spitze
tip
la pointe
la punta
la punta



GRAEFE

	70 mm – 2 ¾"	70 mm – 2 ¾"	70 mm – 2 ¾"	70 mm – 2 ¾"
0.5 mm	03-260-005	03-261-005	03-264-005	03-265-005
0.7 mm	03-260-007	03-261-007	03-264-007	03-265-007
1.0 mm	03-260-010	03-261-010	03-264-010	03-265-010

Feine Pinzetten
Forceps – fine patterns

Pinces – modèles fines
Pinzas – modelos finos
Pinze – modelli fini



80 mm – 3 "	03-270-080	08-451-080
90 mm – 3 ½ "	03-270-090	08-451-090
105 mm – 4 ¼ "	03-270-105	08-451-105
115 mm – 4 ½ "	03-270-115	08-451-115
130 mm – 5 "	03-270-130	08-451-130
145 mm – 5 ⅔ "	03-270-145	08-451-145

glatt
smooth
lisse
lisa
liscio

80 mm – 3 "	03-272-080	03-273-080
90 mm – 3 ½ "	03-272-090	03-273-090
105 mm – 4 ¼ "	03-272-105	03-273-105
115 mm – 4 ½ "	03-272-115	03-273-115
125 mm – 5 "	03-272-130	03-273-130
145 mm – 5 ⅔ "	03-272-145	03-273-145
160 mm – 6 ⅓ "	03-272-160	
180 mm – 7 "	03-272-180	

gerieft
serrated
striée
estriada
zigrinato

fasspinzetten
Grasping forceps

Pinces à saisir
Pinzas para coger
Pinze da presa




DURANTE

145 mm – 5 ¾"	03-274-145
160 mm – 6 ¼"	03-274-160
200 mm – 8"	03-274-200
250 mm – 9 ¾"	03-274-250

RUSS. MODELL

150 mm – 6"	03-275-150
200 mm – 8"	03-275-200
250 mm – 9 ¾"	03-275-250
300 mm – 11 ¾"	03-275-300
350 mm – 13 ¾"	03-275-350



MAYO-RUSS.2

230 mm – 9"	03-276-230
-------------	------------



NELSON

150 mm – 6"	03-276-150
180 mm – 7"	03-276-180
200 mm – 8"	03-276-200
230 mm – 9"	03-276-230




SINGLEY-TUTTLE

150 mm – 6"	03-277-150
180 mm – 7"	03-277-180
230 mm – 9"	03-277-230
250 mm – 14"	03-277-250
300 mm – 11 ¾"	03-277-300




COLLIN-
DUVAL


200 mm – 8"	03-280-014
x = 14 mm	



200 mm – 8"	03-280-018
x = 18 mm	



200 mm – 8"	03-280-027
x = 27 mm	



splitterpinzetten
Splinter forceps

Pinces à échardes
Pinzas para espinas
Pinze fini per schegge



FEILCHENFELD

80 mm – 3 "	03-281-080
90 mm – 3 ½ "	03-281-090
115 mm – 4 ½ "	03-281-115




HUNTER

105 mm – 4 ¼ "	03-282-105	03-283-105
----------------	------------	------------



splitterpinzetten
Splinter forceps

Pinces à échardes
Pinzas para espinas
Pinze fini per schegge



100 mm – 4"	03-288-105
125 mm – 5"	03-288-130

cilienpinzetten

Cilia forceps

Pinces à épiler

Pinzas depilatorias

Pinze per depilazione



BEER

1:1

90 mm – 3 ½ "

03-290-090



DOUGLAS

1:1

1:1

90 mm – 3 ½ "

03-291-090

03-292-090



1:1



1:1

LITT AUER

1:1

1:1

85 mm – 3 ¼ "

03-293-135

90 mm – 3 ½ "

03-294-090



GRADLE 1:1

95 mm – 3 ¾ "

03-295-100



1:1


BARRAQUER

105 mm – 4 ¼ "

03-296-105

Atraumatische Pinzetten
Atraumatic tissue forceps

Pinces atraumatiques
Pinzas de disección atraumáticas
Pinze per dissezione atraumatiche




DE BAKEY

	Atrauma	Atrauma	Atrauma	Atrauma	Atrauma	Atrauma
	x = 1.0 mm	x = 1.2 mm	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 2.8 mm	x = 3.5 mm
150 mm – 6 "	03-297-150	03-298-150	03-300-150	03-306-150	03-310-150	03-316-150
200 mm – 8 "	03-297-200	03-298-200	03-300-200	03-306-200	03-310-200	03-316-200
240 mm – 9 ½ "	03-297-240	03-298-240	03-300-240	03-306-240	03-303-370	03-316-240
300 mm – 12 "		03-298-300	03-300-300	03-306-300	03-310-300	03-316-300
350 mm – 13 ¾ "				03-306-350	03-310-350	03-316-350
380 mm – 15 "					03-310-380	03-316-380
400 mm – 15 ¾ "					03-310-400	




DE BAKEY

	Light Weight	Light Weight	Light Weight
	x = 1.2 mm	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm
150 mm – 6 "	03-297-150 LW		03-306-150 LW
200 mm – 8 "		03-297-200 LW	
240 mm – 9 ½ "		03-297-240 LW	
300 mm – 12 "		03-297-300 LW	




DE BAKEY

	Atrauma	Atrauma	Atrauma	Light Weight
	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 3.5 mm	x = 2.0 mm
150 mm – 6 "	03-323-150	03-325-150	03-327-150	03-325-150 LW
200 mm – 8 "		03-325-200	03-327-200	
240 mm – 9 ½ "		03-325-240	03-327-240	
300 mm – 12 "		03-325-300	03-327-300	




Atraumatische Pinzetten
Atraumatic tissue forceps

Pinces atraumatiques
Pinzas de disección atraumáticas
Pinze per dissezione atraumatiche



DE BAKAY

	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma
	x = 1.0 mm	x = 1.5 mm	x = 1.8 mm	x = 2.0 mm	x = 2.5 mm	x = 2.8 mm	x = 3.5 mm
150 mm – 6 "	03-330-150	03-340-150	03-342-150	03-346-150	03-348-150	03-350-150	03-356-150
200 mm – 8 "	03-330-200	03-340-200	03-342-200	03-346-200	03-348-200	03-350-200	03-356-200
240 mm – 9 ½ "	03-330-240	03-340-240	03-342-240	03-346-240	03-348-240	03-350-240	03-356-240
300 mm – 12 "				03-346-300	03-348-300	03-350-300	03-356-300
350 mm – 13 ¾ "							03-356-350




DE BAKAY

	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma
	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 2.4 mm
160 mm – 6 ¼ "	03-362-150	03-365-150	
200 mm – 8 "	03-362-200	03-365-200	03-367-200
240 mm – 9 ½ "		03-365-240	
300 mm – 12 "		03-365-300	


Atraumatische Pinzetten
Atraumatic tissue forceps

Pinces atraumatiques
Pinzas de disección atraumáticas
Pinze per dissezione atraumatiche



DE BAKAY

	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma
	x = 1.0 mm	x = 1.5 mm	x = 1.8 mm	x = 2.0 mm	x = 2.5 mm	x = 2.8 mm	x = 3.5 mm
150 mm – 6 "	03-380-150	03-390-150	03-392-150	03-396-150	03-398-150	03-400-150	03-406-150
200 mm – 8 "	03-380-200	03-390-200	03-392-200	03-396-200	03-398-200	03-400-200	03-406-200
240 mm – 9 ½ "	03-380-240	03-390-240	03-392-240	03-396-240	03-398-240	03-400-240	03-406-240
300 mm – 12 "				03-396-300	03-398-300	03-400-300	03-406-300
350 mm – 13 ¾ "							03-406-350



DE BAKAY

	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma
	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 2.4 mm
160 mm – 6 ¼ "	03-412-150	03-415-150	
200 mm – 8 "	03-412-200	03-415-200	03-417-200
240 mm – 9 ½ "		03-415-240	
300 mm – 12 "		03-415-300	

Atraumatische Pinzetten
Atraumatic tissue forceps
Pinces atraumatiques
Pinzas de disección atraumáticas
Pinze per dissezione atraumatiche



DE BAKEY

	TC / Atrauma	TC / Atrauma	TC / Atrauma	TC / Atrauma	TC / Atrauma
	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 2.4 mm	x = 2.7 mm	x = 3.5 mm
150 mm – 6 "	03-368-150	03-370-150	03-372-150	03-374-150	03-376-150
200 mm – 8 "	03-368-200	03-370-200	03-372-200	03-374-200	03-376-200
240 mm – 9 ½ "	03-368-240	03-370-240	03-372-240	03-374-240	03-376-240
300 mm – 12 "		03-370-300			